



KINTEK

Ptfe(Teflon) Labware Каталог

Свяжитесь с нами для получения дополнительных каталогов **PTFE(Teflon) Products**, и т. д.

KINTEK

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

>>> О нас

Компания Kintek - это технологический новатор, специализирующийся на производстве высокоэффективных изделий из ПТФЭ, предлагающий широкий ассортимент продукции, включая коррозионностойкие расходные материалы (такие как лабораторная посуда из ПФА, специальные трубки и вкладыши), прецизионные уплотнительные компоненты (такие как прокладки, уплотнительные кольца и мембраны) и интегрированные решения для жидкостных систем (включающие трубопроводы, клапаны, фитинги и компоненты, разработанные на заказ). Наша продукция предназначена для критически важных областей применения, таких как химическая обработка, производство полупроводников, фармацевтическая промышленность и передовые исследовательские среды, требующие предельной чистоты и химической инертности. Прочные и тщательно разработанные продукты Kintek отличаются исключительной коррозионной стойкостью, контролем загрязнений и эксплуатационной надежностью, позволяя промышленным предприятиям управлять коррозионными и высокочистыми жидкостями с максимальной безопасностью и эффективностью, обеспечивая целостность процессов и продлевая срок службы оборудования.



Глубокие Испарительные Тарелки Из Птфэ Индивидуальные Лабораторные И Промышленные Решения

Артикул: PL-1001



введение

Высококачественная глубокая испарительная посуда из ПТФЭ для лабораторий. Химически стойкая, антипригарная и настраиваемая. Идеально подходит для работы с образцами. Приобретайте прямо сейчас!

[Узнать больше](#)

Тип тарелки	Внешний диаметр дна (мм)	Внутренний диаметр горловины (мм)	Высота (мм)	Толщина дна (мм)	Толщина стенок (мм)
Глубокий тип 20 мм	20	15	20	5	2.5
Глубокий тип 30 мм	30	25	20	5	2.5
Глубокий тип 40 мм	40	30	20	5	5
Глубокий тип 50 мм	50	40	20	5	5
Глубокий тип 60 мм	60	50	20	5	5
Глубокий тип 70 мм	70	60	20	5	5
Глубокий тип 80 мм	80	70	20	5	5
Глубокий тип 90 мм	90	80	20	5	5
Глубокий тип 100 мм	100	90	20	5	5
Глубокий тип 120 мм	120	110	20	5	5

Нестандартные Неглубокие Испарительные Тарелки Из Птфэ Для Различных Областей Применения

Артикул: PL-1002



введение

Мелкая испарительная чашка из высокоочищенного ПТФЭ для лабораторий. Химически стойкая, антипригарная, идеально подходит для выпаривания образцов. Возможны нестандартные размеры. Заказать сейчас!

[Узнать больше](#)

Спецификация	Внешний диаметр дна (мм)	Внутренний диаметр горловины (мм)	Общая высота (мм)	Толщина дна (мм)	Толщина стенок (мм)
Неглубокий тип 20 мм	20	15	10	5	2.5
Неглубокий тип 30 мм	30	25	10	5	2.5
Мелкий тип 40 мм	40	30	10	5	5
Мелкий тип 50 мм	50	40	10	5	5
Неглубокий тип 60 мм	60	50	10	5	5
Неглубокий тип 70 мм	70	60	10	5	5
Неглубокий тип 80 мм	80	70	10	5	5
Неглубокий тип 90 мм	90	80	10	5	5
Неглубокий тип 100 мм	100	90	10	5	5



Kintek

Главный офис: No.89 Science Avenue, High-Tech Zone,
Чжэнчжоу, Китай

WhatsApp

Image not found or type unknown