

Индивидуальные Испарительные Тарелки Из Птфэ Для Различных Областей Применения

Артикул: PL-1004



введение

Испарительная посуда из высокоочищенного ПТФЭ для лабораторий, устойчивая к воздействию кислот и растворителей. Антипригарная, прочная, идеально подходит для подготовки образцов. Возможны нестандартные размеры. Заказывайте сейчас!

[Узнать больше](#)

Объем (мл)	Высота (мм)	Внутренний диаметр (мм)
50	40	80
100	47	91
150	46	105