

Нестандартные Измерительные Цилиндры Из Птфэ Для Передовых Научных И Промышленных Применений

Артикул: PL-1009



введение

Откройте для себя превосходные характеристики наших измерительных цилиндров из политетрафторэтилена (PTFE), разработанных для обеспечения точности и устойчивости в сложных условиях.

[Узнать больше](#)

Вместимость	Общая высота	Наружный диаметр	Вес
10 мл	108 мм	17 мм	42g
20 мл	108 мм	24 мм	64g
50 мл	118 мм	34 мм	128g
100 мл	138 мм	40 мм	158g
250 мл	147 мм	60 мм	374g
500 мл	160 мм	79 мм	460g
1000 мл	180 мм	100 мм	699g
2000 мл	/	/	/