

Изготовление На Заказ Деталей Из Тефлона Для Тефлоновых Контейнеров И Компонентов

Артикул: РТ-1011



введение

Высокоточные контейнеры из ПТФЭ для лабораторий и промышленности. Химически стойкие, настраиваемые размеры. Идеально подходят для полупроводниковых, медицинских и лабораторных применений. Получите предложение!

[Узнать больше](#)

Круглый сосуд (Внешний диаметр * Внутренний диаметр * Внутренняя глубина)	Квадратный/прямоугольный сосуд (внутренняя длина x ширина * внутренняя глубина)
70мм*60мм*15мм	60*60мм*15мм
50мм*40мм*15мм	80*80мм*15мм
60мм*50мм*15мм	90*90мм*15мм
80мм*70мм*15мм	100*100мм*15мм
90мм*80мм*15мм	110*110мм*15мм
100мм*90мм*15мм	120*120мм*15мм
110мм*100мм*15мм	
120мм*110мм*15мм	
130мм*120мм*15мм	
160мм*150мм*15мм	200*200*120 мм (прибл. баллон 5 л PTFE)
92*83*19 мм	Баллон 10 л PTFE
102*93*20 мм	Цилиндр 15L PTFE