

Настраиваемые Фторопластовые Колбы Для Лабораторных И Промышленных Применений

Артикул: PL-1006



введение

Тигли из высокочистого ПТФЭ с крышками для лабораторий. Химически стойкие, антипригарные и прочные. Идеально подходят для переваривания образцов, АА, ИСП-МС. Возможны нестандартные размеры.

[Узнать больше](#)

Вместимость	Внешний диаметр верхней части (мм)	Диаметр дна (мм)	Общая высота (мм)
20 мл	38	30	55
25 мл	39	30	55
30 мл	48	30	56
50 мл	51	33	67
100 мл	61	43	70
250 мл	79	50	107